

*レニン活性		7451000		
PRA		担当部署		
検査オーダー		外注		
患者同意に関する要求事項		特記事項なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→腫瘍マーカー・内分泌→		
	2			
	3			
	4			
	5			
検査に影響する臨床情報		該当なし		
検査受付時間		8:15~16:00		
検体採取・搬送・保存				
患者の事前準備事項		特記事項なし		
検体採取の特別なタイミング		溶血検体では、測定値が低下傾向となる場合があります。		
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位
1 全血	36紫大	EDTA-2Na	7	mL
2 -	-	-	-	-
3 -	-	-	-	-
4 -	-	-	-	-
5 -	-	-	-	-
6 -	-	-	-	-
7 -	-	-	-	-
8 -	-	-	-	-
検体搬送条件		冷蔵		
検体受入不可基準		1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体 3)固形物		
保管検体の保存期間		検査委託先で2週間		
検査結果・報告				
検査室の所在地		株式会社 BML 総合研究所 350-1101 川越市的場 1361-1		
測定時間		2~3日		

生物学的基準範囲		設定根拠については外注検査室に問合せ				
臨床判断値		設定根拠については外注検査室に問合せ				
基準値					単位	ng/mL/H
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
パニック値	高値	該当なし				
	低値	該当なし				
生理的変動要因		該当なし				
臨床的意義		外注項目の為省略				